

FlowMir®

**Простая, точная, гигиеничная
Новая одноразовая турбина
с картонным мундштуком**



Новая одноразовая турбина с интегрированным мундштуком может использоваться как взрослыми, так и детьми. Это - недорогая альтернатива многоразовой турбины.

С помощью турбины **FlowMir®** можно провести группу тестов спирометрии на одном пациенте, повторяя тест по мере необходимости.



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАТЕНТ MIR**

FlowMir®

Перед Вами уникальная, запатентованная продукция MIR

FlowMir®: одноразовый турбинный датчик потока с картонным мундштуком



- Простая в использовании
- Доступна в упаковках по 50 штук
- Высокая точность даже на низких потоках
- Заменяет антибактериальные фильтры и снижает затраты

Одноразовая турбина не поддается условиям окружающей среды (температуре, влажности, давлению и т.д.) и соответствует строгим стандартам ERS/ATS.



Преимущества одноразовой турбины

Спирометрические тесты требуют максимальную точность и гигиену.

FlowMir® соответствуют всем нормам. Каждая турбина откалибрована с помощью компьютеризированной системы и после тщательного тестирования индивидуально упакована с бумажным мундштуком в целях сохранения заводской точности к моменту ее использования.

Метод применения турбины FlowMir® имеет больше преимуществ по сравнению с антибактериальными фильтрами.

Поскольку после каждого теста спирометрии использованная турбина и мундштук выбрасываются, таким образом устраняется риск взаимного заражения.

Никакой другой датчик потока не может давать такие же гарантии!



MIR Medical International Research

Via del Maggiolino, 125

00155 Roma (Italy)

Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785

mir@spirometry.com

MIR оставляет за собой право изменять информацию, содержащуюся в данном руководстве