

## Велоэргометр Corival (RECUMBENT)

Велоэргометр для тучных людей  
(до 300 кг)

Электрическая регулировка высоты  
сиденья

Регулировка наклона спинки в  
положение полулёжа

Диапазон рабочей нагрузки  
7-1000 Ватт

Габариты (Д x Ш x В, см) 183x79x149  
Вес велоэргометра от 107 кг

Диапазон независимой постоянной  
нагрузки 30-150 об/мин

**Wode**  
**FOR LIFE** | UNDERSTANDING  
MOVEMENT & PERFORMANCE



### Дополнительные опции

Программируемый блок  
управления с сенсорным  
дисплеем (7 дюймов)



Модуль артериального  
давления



Модуль  
сердечного ритма



Модуль  
измерения сатурации




Регулируемые  
шатуны



Педаль с регулируемыми  
ремнями и поддержкой пятки



Система старта  
при 0 Ватт



Сиденье  
большого размера



Датчик окружающей  
среды

