



Велоэргометр Corival

«Золотой стандарт» диагностической эргометрии

Надежность и воспроизводимость стресс-тестов

Различные режимы нагрузок

Оптимальный Q-factor

Регулируемый руль

**Габариты (ДхШхВ, см) 105x58x114
Вес велоэргометра от 65 кг**

Диапазон независимой постоянной нагрузки 30-150 об/мин

Максимальный вес пациента 180 кг

Велоэргометр серии Corival модель СРЕТ – один из самых популярных велоэргометров в мире. Принцип работы велоэргометра – торможение в электромагнитном поле, основным преимуществом которого является точность задания нагрузки. Поэтому нагрузочные тесты, выполняемые на велоэргометре Corival, надежные и воспроизводимые. Рабочая нагрузка может достигать 1 000 Вт, в то же время, минимальная стартовая нагрузка составляет всего 7 Вт. Corival имеет встроенный модуль коммуникации и может работать под управлением большинства известных кардиологических и эргоспирометрических нагрузочных систем. На цветном дисплее 3.5’’ отображаются параметры нагрузки: нагрузка (Вт), обороты (rpm) и время (мин:сс). Велоэргометр Corival имеет широкие возможности для оснащения дополнительными принадлежностями и аксессуарами, для решения практически любых прикладных задач.

Особенности:

- ✓ Совместимость с ЭКГ устройствами и спироэргометрическими системами
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ RS232
- ✓ USB
- ✓ Идеальное эргономическое положение
- ✓ Скрытые разъёмы
- ✓ Диапазон рабочей нагрузки 7-1000 Ватт

Дополнительные опции

<p>Программируемый блок управления с сенсорным дисплеем (7 дюймов)</p> 	<p>Модуль артериального давления</p> 	<p>Модуль сердечного ритма</p> 	<p>Система старта при 0 Ватт</p> 
<p>Модуль измерения сатурации</p> 	<p>Регулируемые шатуны</p> 	<p>Электрическая регулировка высоты седла</p> 	<p>Педаль с регулируемыми ремнями и поддержкой пятки</p> 
<p>Педиатрическое седло</p> 	<p>Седло увеличенного размера</p> 	<p>Регулировка седа по горизонтали</p> 	<p>Набор для быстрой замены седла</p> 