



Интерфейс пациента - маски

Ключ к лучшему комплаенсу пациента

Подходящая маска для широкого спектра требований

Требования, предъявляемые к вентиляционным маскам, огромны. Помимо идеальной посадки, маска должна выдерживать высокие терапевтические давления, функционировать бесшумно, позволять пациенту выдыхать с легкостью, быть простой в эксплуатации и не оказывать неблагоприятного воздействия на кожу. Это не проблема для наших масок, специально разработанных для использования с терапевтическими аппаратами Löwenstein Medical Technology, такими как prismaLINE.

Благодаря своей гибкости наши маски – ключ к наилучшему комплаенсу пациента и терапевтическому успеху. Маски включают в себя технологического лидера CARA, адаптивную JOYCEone, легкие в использовании назальную JOYCEeasy nasal и лицевую маски JOYCEeasy Full Face, лицевую JOYCEeasy next FF, которая поддерживает стабильность даже при высоких давлениях терапии, а также комфортную, многократно проверенную силиконовую маску SilkGel в разных вариациях в линейке JOYCE. Разнообразие нашего ассортимента гарантирует, что каждый пациент найдет подходящую для себя маску.

		CARA	JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy next FF		JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE SilkGel / JOYCE GEL	JOYCE Full Face SilkGel / JOYCE Full Face GEL		JOYCE		JOYCE Full Face			NP 15	
		назальная маска	назальная маска	лицевая маска		лицевая маска		назальная маска	лицевая маска	назальная маска	лицевая маска		назальная маска		лицевая маска			маска-канюля	
		вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	невентилируемая	вентилируемая	невентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	невентилируемая	вентилируемая	40 гПа вентилируемая	Full Face ^{plus} вентилируемая	вентилируемая	
Номер заказа размер	S	25600				25109	25159	25510	25910	26118 / 26112	26418 / 26412	26110	26160	26410	26411	26413			
	M		25260	25290	25270	25119	25169	25520	25920	26128 / 26122	26428 / 26422	26120	26170	26420	26421	26423		26755	
	L	25610				25129	25179	25530	25930	26138 / 26132	26438 / 26432	26130	26180	26430	26431	26433			
	XL	—				—	—	—	—	—	—	26140	26190	26440	26441	26443		—	
Силиконовая	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Гелевая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
Диапазон давлений		4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа a		4 - 25 гПа	
Уровень шума (дБ(А) при 10 гПа)		18	18	19	—	19	—	18	19	15	16,5	15	—	16,5	16,5	16,5		15	
Уровень звукового давления																			
Коннектор с подвижным шарниром		✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Коннектор для измерения давления		—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Шнур для быстрого снятия (опционально)		—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	
Можно добавить внешнюю систему выдоха		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	

Модели



Для всех лицевых масок производства Löwenstein Medical

Эндоскопический адаптер

Наш аксессуар для профессиональных пользователей позволяет проводить эндоскопическое исследование при неинвазивной вентиляции. Для этого патрубков маски нужно просто заменить на эндоскопический адаптер.



Невентилируемый патрубок

В дополнение к стандартным вентилируемым вариантам мы также предлагаем набор Elbow set Full Face NV one/easy: уплотнительное кольцо NV и патрубок NV



Обзор масок

CARA



CARA

- Универсальная маска для (почти) всех типов лица
- Небольшая и легкая по весу – инновационная разработка
- Мягкая, эластичная насадка на маске выполнена только в двух размерах



Подсказка для лучшей посадки:
Стандартная подушечка размера S/M подходит для 65% пациентов

JOYCEone



JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face

- Быстрая посадка без проблем с подгонкой
- Также подходит для лиц азиатского типа

Подсказка для лучшей посадки:
Подушечку маски можно подгонять на переносице либо вокруг подбородка, чтобы расположить ее выше либо ниже на лице.

JOYCEeasy




JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF

- Простота использования и подгонки
- Высокие давления (JOYCEeasy next FF)

Подсказка для лучшей посадки:
JOYCEeasy особенно хорошо подходит пациентам, которым требуется особая подгонка маски для поддержки на лбу.

JOYCE SilkGel



JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face

- Индивидуальные комбинации
- Гелевые маски

JOYCE



JOYCE nasal

- Длинное лицо / нос
- Доступна в размере XL



JOYCE Full Face^{plus}

- Объемная борода
- Слабые мышцы подбородка

CE 0197



© Copyright protected. Copying or reproduction of any sort requires the explicit approval of Löwenstein Medical Technology.



Интерфейс пациента - маски

Ключ к лучшему комплаенсу пациента